

AIDES AUDITIVES DE TYPE INTRA AURICULAIRE

ITE ICON 6 G4



Différents types
d'événements possibles



Filtre auditif
HF Black



Filtre pour
microphone
Microsafe

IDENTIFICATION

| | 6 |
|------------------------|-------------|
| Consommation | 0.8 mA |
| Niveaux de sortie max. | 115 dB SPL* |
| Gain max. | 50 dB* |
| Nombre de micros | 2 |

| | 6 |
|--------------------|-------------------------|
| Pertes | Légères à moyennes |
| Classe | 1 |
| LPPR > 20 ans | D: 2351057 / G: 2365119 |
| LPPR < ou = 20 ans | D: 2325120 / G: 2337349 |

* Mesure au coupleur 2cc selon les normes CEI 60118-7:2005 et ANSI S3.22-2009

EQUIPEMENT DE BASE

| | 6 |
|--|---|
| Compartiment à pile servant d'interrupteur Marche/Arrêt | ● |
| Touche programmable | ● |
| Touche à bascule programmable | - |
| Signaux sonores / mélodies dépendant du niveau sonore (activables/désactivables) | ● |
| Délai de démarrage Audiomatic (activable / désactivable) | ● |
| Filtre d'écouteur HF 4 Black | ● |
| Filtre de microphone MicroSafe | ○ |
| Fil de traction d'extraction de l'oreille en carbone | ● |

TRAITEMENT DE SIGNAUX

| | |
|---|---|
| Système Anti-larsen | ● |
| Gestion de bruit | |
| ▶ Réduction adaptative des bruits de fond | ● |
| ▶ Filtre de Wiener | ● |
| ▶ Réduction adaptative du bruit de vent binaurale | - |
| ▶ Réduction adaptative du bruit de vent | - |
| ▶ Suppresseur d'impulsion | ● |
| ▶ Adaptation automatique à la situation | - |
| ▶ MotionSense | - |
| ▶ Selectronic | - |
| Système multi-microphones AudioTronic | |
| ▶ Panoramique | - |
| ▶ Directionnel statique | - |
| ▶ Automatique | - |
| ▶ Adaptatif | - |
| ▶ AudioFocus 360 | - |
| ▶ Parole 360 | - |
| ▶ SpatialSpot | - |
| ▶ AudioSpot | - |
| Concept de fréquence et de dynamique | |
| ▶ Dynamique d'entrée élargie | - |
| ▶ TRC S | ● |
| ▶ Compression sélective en fréquence | ● |
| ▶ Fonction HiFi | - |
| ▶ Sound Upgrade | - |
| ▶ Réglage du volume en fonction de l'environnement (seulement en mode audio streaming sans fil) | - |
| Fonction anti-acouphènes programmable (par amplification encochée) | ● |

FONCTIONS AUTOMATIQUES

| | 6 |
|-------------------------|---|
| Oclumatic | - |
| Comfort365 | ● |
| Acclimatic intelligente | - |
| Acclimatic | ● |
| Comformatic | - |

EQUIPEMENT TECHNIQUE

| | |
|---|----|
| Canaux de traitement des signaux | 16 |
| Canaux de fréquence | 8 |
| Canaux AGC | 8 |
| Canaux MPO | 8 |
| Programmes auditifs | 4 |
| ▶ MusicSelect | - |
| ▶ 2earPhone | - |
| ▶ EchoClear / Réduction de la réverbération | - |
| Data Logging | ● |
| Wireless | |
| ▶ AudioLink | - |
| ▶ Synchronisation binaurale | ● |
| ▶ Direct Audio Streaming | ○ |
| ▶ CROS / BICROS | - |

ACCESSOIRES - OPTIONS

| | | |
|---------------|---|---|
| Smart Connect |  | ○ |
| Smart Remote |  | ○ |
| Smart Key |  | ○ |
| AutoPhone Set | | ○ |

APPLICATIONS

| | | |
|--------------------------------------|---|---|
| Application Smart Connect |  | ○ |
| ▶ Avec profil d'environnement sonore | | - |
| Application Smart Remote |  | ○ |
| ▶ Avec profil d'environnement sonore | | - |

PROGRAMMATION

| | |
|--|---|
| ConnexxAir | ● |
| ConnexxLink | ● |
| NoahLink WL (BLE) | - |
| Adaptateur de programmation Flex-Connect | ● |
| Câble de programmation Sina/Icon à droite + à gauche | - |
| Adaptateur pour câbles Hi-Pro et NOAHlink | - |

- = équipement standard
- = optionnel
- = non disponible



Les produits de petites tailles présentent un risque d'étouffement. Cette aide auditive ne convient pas aux bébés, aux petits enfants ou aux personnes handicapées mentales.